



LA REVOLUCIÓN en el rejuvenecimiento de la piel

Descubre
cómo transformar
tu centro de estética.

Un dispositivo para todo
tipo de piel y tratamiento
en cualquier época del año.



**INNOVACIÓN,
EFICACIA Y
RESULTADOS
VISIBLES**

¿Por qué elegirlo para tu centro?


Podrás ofrecer a tus clientes una solución avanzada y personalizada para:

- Reducir líneas finas y arrugas profundas.
- Mejorar la textura de la piel, eliminando poros dilatados.
- Tratar cicatrices de acné, estrías y piel flácida.
- Rejuvenecer rostro y cuerpo con resultados rápidos y seguros.




Gracias a su tecnología de microagujas con radiofrecuencia y su sistema de vacío avanzado, este dispositivo penetra más profundamente en la dermis, maximizando la eficacia de los tratamientos hasta en un 67%.


MANÍPULO DE MICRO-AGUJAS




M-18



M-25



M-49



M-81

Suavidad - espesor de la aguja: $\varnothing$ 0,2 mm

Las agujas se insertan en la piel suavemente sin golpes y sin sangrado ni dolor después del procedimiento. La aguja penetra fácilmente en la piel con una resistencia mínima.

Control de profundidad

Entre 0,4 y 4,0 mm, opera en las capas de epidermis y dermis controlando la profundidad de la aguja en intervalos de 0,2 mm.

Seguridad

Sistema seguro:

Punta de aguja desechable esterilizada.

El operador nota la aplicación de energía.

Biocompatibilidad

Agujas duraderas con una gran biocompatibilidad gracias a su baño en oro. Puede utilizarse en personas con alergia al metal.



MAN

TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

Combina la precisión con la comodidad, asegurando resultados sobresalientes para todos los tipos de piel:

- ✓ Control de profundidad ajustable: de 0.4 a 4 mm, adaptado a cada tratamiento.
- ✓ Sistema de microagujas con inserciones suaves y sin dolor, evitando sangrado.
- ✓ Opciones MONO y BIPOLAR: energía personalizada para rostro y cuerpo.
- ✓ Diseño intuitivo: pantalla táctil de 10,4 pulgadas con menús deslizantes.



Su diseño único con agujas bañadas en oro asegura máxima biocompatibilidad, incluso en pieles sensibles.

ÍPULO DE RF FRACCIONAL



F-5X5
Facial




F-9X9
Corporal



F-3X3
Zonas pequeñas
(ojos, nariz)

Reducción de arrugas no invasiva, adecuado para clientes con miedo a las agujas.




RESULTADOS QUE HABLAN POR SÍ MISMOS

Clientes y profesionales confirman que redefine los estándares de la estética.

"Después de solo un tratamiento, noté una gran mejoría en las cicatrices de mis clientes."

"Fácil de usar y con resultados visibles en tiempo récord."



¿Estás lista para llevar tu centro al siguiente nivel?

Producto	PINXEL-VS		
Potencia	máximo 50 vatios	Modo de trabajo	SINGLE / AUTO
Manípulos	Manípulo de RF fraccional	Modo	MONO & BIPOLAR
	Manípulo RF de micro agujas	Enfriamiento	1-3 nivel (Máximo -10 °C)
Frecuencia	2 MHz	Manípulos	Aislados y no aislados
Energía	1-10 niveles	Manípulos invasivos	M-18, M-25, M-49, M-81
Duración del pulso	10-900ms	Manípulos no invasivos	F-3x3, F-5x5, F-9x9
Profundidad de aguja	0,4-4mm ajustable	Energía	10%, 10A, 50HZ/AC110V±10%10A, 60HZ
Nivel de presión	1-4	Peso neto	17,5 KG



MUNDOSTETIC SL
Av. Castela, 50 · 36209 - Vigo
☎ 672 077 674
✉ comercial@mundostetic.com